

MEMOSIL® 2

Транспарентный А силикон
для регистрации прикуса
и специальных показаний

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

66004969

- 2 x 50 мл
- 12 смесительных
зелёных наконечников



Его прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль при размещении вспомогательных структур. Сквозь шаблоны из Memosil® 2 можно проводить световую полимеризацию фиксирующих и пломбировочных материалов. Материал идеально подходит для изготовления окклюзионных шаблонов под светоотверждаемые композиты на жевательные зубы. Memosil® 2 прекрасно используется при пломбировании полостей, изготовлении шаблонов для временных виниров и временных коронок на фронтальные зубы.

С Memosil® 2 врач и техник получают дополнительные преимущества:

- **Визуальный контроль.**
Прозрачность Memosil® 2 способствует точному позиционированию вспомогательных структур и позволяет полимеризовать светоотверждаемые композиты и пломбировочные материалы сквозь силиконовый шаблон.
- **Больше гигиены.**
Благодаря прямой и стерильному внесению, процедура применения Memosil® 2 чиста и гигиенична.



В дополнение ко всему, Memosil® 2 комфортен для пациентов. Благодаря короткому времени пребывания во рту и нейтральному вкусу и запаху, пациенты более расслаблены. А вы сохраняете время, т.к. материал вносится в ротовую полость напрямую.

Преимущества:

- Возможность прямого применения в полости рта пациента – экономия времени
- Короткое время твердения – 3 минуты
- Широкий спектр показаний: прямые и не прямые реставрации, ортодонтия
- Рентгенопрозрачный
- Высокая твердость – хорошо подрезается и шлифуется

Характеристики:

Рабочее время	30 секунд
Минимальное время во рту	3 минуты
Твердость по шору	A 72
Цвет	прозрачный